

<p>SAREMCO AG Rohnacker CH-9445 Rebstein</p>	<p><b>EU Sicherheitsdatenblatt</b></p> <p><b>Cmf bond</b></p>	<p>93/112/EWG Seite 1 von 4</p>
--	---	-------------------------------------

**1. Handelsname und Lieferant**

**Handelsname/Warenbezeichnung: cmf bond**

Anwendung: Adhäsiv

**Angaben zum Hersteller**

SAREMCO AG

Rohnacker

CH-9445 Rebstein

Tel: 071 / 775 8060

Fax: 071 / 777 31 92

Notruf-Telefon: CH 071 / 775 8060

**2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteile**

Chemische Charakterisierung: Paste aus Dimethacrylaten, anorganischen Füllern, Initiatoren, Stabilisatoren und Farbpigmenten

Gefährliche Bestandteile

CAS Nr. 56744-60-6 Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate;  
Xi: reizend; R36: reizt die Augen. R 38: reizt die Haut

**3. Mögliche Gefahren**

Direkter Kontakt mit unausgehärtetem Material kann Reizung der Augen und der Haut verursachen. Das Material ist kontraindiziert bei ausgewiesener Allergie gegen Bestandteile des Produktes.

**4. Erste Hilfe Massnahmen**

Nach Einatmen Zufuhr von Frischluft

Nach Augenkontakt Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, wenn nötig mit Alkohol. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken Sofort Arzt hinzuziehen.

**5. Massnahmen zur Brandbekämpfung**

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel: keine bekannt

**6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Mechanisch aufnehmen; Unter Beachtung der massgeblichen Vorschriften und Regelungen entsorgen

Druckdatum: 30.5.2007	freigegeben:	Datum: 20.04.07	Ausgabe:07.01
-----------------------	--------------	-----------------	---------------

SAREMCO AG Rohnacker CH-9445 Rebstein	<b>EU Sicherheitsdatenblatt</b>  <b>Cmf bond</b>	93/112/EWG Seite 2 von 4
---	--	-----------------------------

Bei unpolymerisiertem Material mit Spatel oder Spritze arbeiten. Direkten Kontakt mit Haut und Schleimhaut vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen.

**7. Handhabung und Lagerung**

Hinweise zum sicheren Umgang: Handhabung dieses Produktes nur durch ausreichend geschultes Personal

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine Vorkehrungen erforderlich.

Lagerung: Kühl lagern; vor Lichteinwirkung schützen

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Technische Massnahmen: gute allgemeine Belüftung ist ausreichend

Grenzwertüberwachung: kein Grenzwert festgelegt

Persönliche Schutzausrüstung.

Allgemeine Schutzmassnahmen: Gebrauchsanweisung befolgen.

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille

**9. Physikalische und Chemische Eigenschaften**

Erscheinungsform: Flüssigkeit

Farbe: gelblich

Geruch: praktisch geruchslos

Zustandsänderung: -----

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -----

Siedepunkt/Siedebereich: -----

Flammpunkt: >150° C

Zündtemperatur: nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Druckdatum: 30.5.2007	freigegeben:	Datum: 20.04.07	Ausgabe:07.01
-----------------------	--------------	-----------------	---------------

SAREMCO AG Rohnacker CH-9445 Rebstein	<b>EU Sicherheitsdatenblatt</b>  <b>Cmf bond</b>	93/112/EWG Seite 3 von 4
---	--	-----------------------------

<p>Dampfdruck: nicht bestimmt</p> <p>Dichte: 1.3 g / cm<sup>3</sup> bei 20°C</p> <p>Relative Dampfdichte bezogen auf Luft</p> <p>Wasserlöslichkeit: &lt; 0.1 %</p> <p>pH-Wert: nicht bestimmt</p> <p>Viskosität: nicht bestimmt</p> <p>Weitere Angaben: keine</p>
---

<b>10. <u>Stabilität und Reaktivität</u></b>	
Thermische Zersetzung	keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung
Gefährliche Reaktionen	keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keine bei bestimmungsgemässer Verwendung.

<b>11. <u>Angaben zur Toxikologie</u></b>	
Akute Toxizität: orale LD50/ Ratte: 5000 mg/kg	
Chronische Toxizität: unangehärtetes Material kann bei längerem oder oft wiederholtem Hautkontakt zu allergischen Hautreaktionen führen.	

<b>12. <u>Angaben zur Ökologie</u></b>	
Bei sachgemässer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten. Praktisch unlöslich	

<b>13. <u>Hinweise zur Entsorgung</u></b>	
Produkt kann unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.	

<b>14. <u>Angaben zum Transport</u></b>	
Keine besonderen Massnahmen erforderlich; kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften	

Druckdatum: 30.5.2007	freigegeben:	Datum: 20.04.07	Ausgabe:07.01
-----------------------	--------------	-----------------	---------------

SAREMCO AG Rohnacker CH-9445 Rebstein	<b>EU Sicherheitsdatenblatt</b>  <b>Cmf bond</b>	93/112/EWG Seite 4 von 4
---	--	-----------------------------

UN Nummer: ----  ADR/RID: ---  IMDG: ---  IATA: ---
---

<p><b>15. <u>Vorschriften</u></b></p> <p>EG-Nr.: ---</p> <p>Gefahrensymbole: ---</p> <p>Gefahrensätze (R-Sätze): ---</p> <p>Sicherheitsratschläge (S-Sätze): ---</p>
--

<p><b>16. <u>Sonstige Angaben</u></b></p> <p>Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sollen das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.</p>
--

Druckdatum: 30.5.2007	freigegeben:	Datum: 20.04.07	Ausgabe:07.01
-----------------------	--------------	-----------------	---------------